





Sistema de Reparación y Reconstrucción Cráneo-Maxilofacial



Catálogo / **CMF**



Sistema de Reparación y Reconstrucción Cráneo-Maxilofacial




**2.0**  
**LOCK**  
*Grosor 2.0 - 2.5 mm*

Mandibula




**Placa Mandibular LOCK 2.0, recta**

Titanio	Agujeros	Longitud
MOI 22011006	6	35 mm
MOI 22011012	12	70 mm
MOI 22011020	20	116 mm
Grosor: 2.0 mm		Ancho: 5.5 mm




**Placa Mandibular LOCK 2.0, angulada**

Titanio	Agujeros	I / D
MOI 22042621	6 + 21	Izquierda
MOI 22043621	6 + 21	Derecha
Grosor: 2.5 mm		Ancho: 5.5 mm
Longitud Curva: 152 mm		



**Placa Mandibular LOCK 2.0, doble-angulada**

Titanio	Agujeros	Longitud Curva
MOI 22044420	4 + 20 + 4	164 mm
MOI 22044522	5 + 22 + 5	202 mm
MOI 22044624	6 + 24 + 6	218 mm
Grosor: 2.5 mm		Ancho: 5.5 mm



**Placa Mandibular LOCK 2.0, forma de media luna**

Titanio	Agujeros	Longitud Curva
MOI 22045022	2 + 2	35 mm
MOI 22045033	3 + 3	46 mm
Grosor: 2.0 mm		Ancho: 5.5 mm



**Placa Mandibular LOCK 2.0, en forma de arco**

Titanio	Agujeros	Longitud Curva
MOI 22046033	3 + 3	60 mm
MOI 22046044	4 + 4	72 mm
Grosor: 2.0 mm		Ancho: 5.5 mm



**Tornillo LOCK 2.0 mm, cruciforme, auto-perforante**

TAN	Longitud (mm)
MOI 32047005	5
MOI 32047006	6
MOI 32047007	7
MOI 32047008	8
MOI 32047010	10
MOI 32047012	12
MOI 32047014	14
MOI 32047016	16
MOI 32047018	18





### **USA OFFICE**

4000 Island Blvd, Suite 2704  
Aventura, Florida 33160

### **PUERTO RICO OFFICE**

1660 Santa Ana Street  
Esq. Fidalgo Diaz,  
San Juan, Puerto Rico 00909

E-mail: [info@madisonorthoinc.com](mailto:info@madisonorthoinc.com)  
Website: [www.madisonorthoinc.com](http://www.madisonorthoinc.com)

