





Sistema de Reparación y Reconstrucción Cráneo-Maxilofacial



Catálogo / **CMF**



Sistema de Reparación y Reconstrucción Cráneo-Maxilofacial



2.4

Grosor 1.5 - 2.0 mm

Mandibula




Placa Mandibular de Adaptación, recta

| Titanio | Agujeros | Longitud |
|----------------|----------|---------------|
| MOI 22035012 | 12 | 71 mm |
| MOI 22035020 | 20 | 119 mm |
| Grosor: 1.0 mm | | Ancho: 6.5 mm |



Placa Mandibular 2.4, angulada

| Titanio | Agujeros | I / D |
|----------------|----------|------------------------|
| MOI 22036621 | 6 + 21 | Izquierda |
| MOI 22037621 | 6 + 21 | Derecha |
| Grosor: 2.0 mm | | Longitud Curva: 158 mm |



Placa Mandibular 2.4, doble-angulada

| Titanio | Agujeros | I / D |
|----------------|------------|---------------|
| MOI 22038420 | 4 + 20 + 4 | 166 mm |
| MOI 22038522 | 5 + 22 + 5 | 204 mm |
| MOI 22038624 | 6 + 24 + 6 | 220 mm |
| Grosor: 2.0 mm | | Ancho: 6.5 mm |



Tornillo Cortical 2.4 mm, cruciforme, auto-perforante

| TAN | Longitud (mm) |
|--------------|---------------|
| MOI 32039004 | 4 |
| MOI 32039005 | 5 |
| MOI 32039006 | 6 |
| MOI 32039007 | 7 |
| MOI 32039008 | 8 |
| MOI 32039010 | 10 |
| MOI 32039012 | 12 |
| MOI 32039014 | 14 |
| MOI 32039016 | 16 |
| MOI 32039018 | 18 |



Tornillo Cortical 2.4 mm, cruciforme, auto-roscante

| TAN | Longitud (mm) |
|--------------|---------------|
| MOI 32040004 | 4 |
| MOI 32040005 | 5 |
| MOI 32040006 | 6 |
| MOI 32040007 | 7 |
| MOI 32040008 | 8 |





| TRAUMA

USA OFFICE

4000 Island Blvd, Suite 2704
Aventura, Florida 33160

PUERTO RICO OFFICE

1660 Santa Ana Street
Esq. Fidalgo Diaz,
San Juan, Puerto Rico 00909

E-mail: info@madisonorthoinc.com
Website: www.madisonorthoinc.com

